

Ihr Paxisstempel

## Anleitung - Probenahme für die Hämoglobin-Bestimmung im Stuhl

### Vorbereitung

Um Ihre Stuhlprobe gewinnen zu können, benutzen Sie bitte das beiliegende Stuhlfänger-Set entsprechend der Beschreibung. Der Stuhl wird darauf abgesetzt. Vermeiden Sie, dass das zu untersuchende Probenmaterial mit Wasser oder Reinigungsmittel in Kontakt kommt.

Stuhlprobenröhrchen



**Gelb:** Dosierstab mit Klickverschluss

**Blau:** Konuseinsatz zum Abstreifen überschüssigen Stuhls

#### 1 Dosierstab herausziehen

Den **oberen gelben Deckel** vom Probenröhrchen aufdrehen und den daran befindlichen Dosierstab herausziehen. **Der blaue Konuseinsatz bleibt verschlossen auf dem Röhrchen!**

#### 2 Stuhlprobe aufnehmen

Den Dosierstab **3-mal** an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen. Die Rillen der Dosierspitze müssen sich dabei mit Stuhlprobe füllen.

#### 3 Dosierstab nur einmal zurückführen


Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe **einmal** zurück in das Stuhlprobenröhrchen stecken und **nicht wieder herausziehen**. Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift. Bitte beachten Sie: Es darf nur **diese kleine, definierte Stuhlmenge** am Dosierstab in das Röhrcheninnere gelangen. Dann drehen Sie das Röhrchen so zu, dass der gelbe Verschluss hörbar einrastet.

**Bitte beachten:** Die **Stuhllösung** im Röhrcheninneren **verfärbt sich nahezu nicht**. Wenn Sie allerdings mehr als einmal den Dosierstab in das Röhrcheninnere einbringen, verfärbt sich bedingt durch zu viel Stuhl die Stuhllösung braun, was dazu führt, dass **Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann bzw. Sie ein falsch positives Ergebnis erhalten werden!**

#### 4 Rückgabe der Stuhlprobe (Bitte denken Sie daran, Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und das Datum der Stuhlprobenahme einzutragen und legen Sie diesen Zettel dann mit in den Transportbeutel.)

Entnehmen Sie bitte so bald wie möglich nach Ihrem Arztbesuch Ihre Stuhlprobe. **Bitte bringen Sie das Stuhlprobenröhrchen und den ausgefüllten Begleitzettel umgehend nach Probenahme (am gleichen Tag oder spätestens am Folgetag) in die Arztpraxis zurück.** Bei Aufbewahrung der Probe bis zum Folgetag ist dies bei Raumtemperatur möglich.

bitte ausfüllen



**Anleitungsvideo:**

[www.blackholm.com/ifobt](http://www.blackholm.com/ifobt)



Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Datum der Stuhlprobenahme: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ (TT.MM.JJJJ)

Bitte tragen Sie hier Ihre Daten sowie das Datum der Stuhlprobenahme ein. Legen Sie dieses Blatt mit dem Stuhlprobenröhrchen in den Transportbeutel. Anschließend umgehend (am gleichen Tag oder spätestens am Folgetag) in der Arztpraxis abgeben!